



Vision Air 2.0

6.6072.201

Vision Air - Software universale per la spettroscopia

Vision Air è una soluzione software moderna e facile da utilizzare.

Panoramica dei vantaggi di Vision Air:

- le applicazioni software individuali con interfacce utente personalizzate garantiscono un funzionamento intuitivo e semplice
- semplice creazione e manutenzione dei protocolli
- banca dati SQL per una gestione dei dati sicura e semplice

La versione Vision Air (66072201) include le seguenti applicazioni:

- applicazione per la gestione degli strumenti e dei dati
- applicazione per l'analisi di routine

Selezionare questa versione se si dispone già di un software per lo sviluppo dei metodi (Vision, PLS_Toolbox o Unscrambler®).

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.6072.300	Pre-calibration for the lumber industry Pre-calibration for the determination of the kappa number and density as well as breaking, tensile and buckling strength in wood pulp by means of NIR spectroscopy.	
6.6072.301	Pre-calibration for the analysis of polyols Pre-calibration for determination of the hydroxyl number in polyols by means of NIR spectroscopy.	
6.6072.302	Pre-calibration for crude palm oil analysis Determination of iodine number, moisture, and free fatty acids in crude palm oil.	
6.6072.303	Pre-calibration for crude palm kernel oil analysis	

Determination of iodine number, moisture, and free fatty acids in crude palm kernel oil.




6.6072.304 Pre-calibration for RBD palm oil analysis

Determination of iodine number, moisture, and free fatty acids in RBD palm oil



6.6072.305 Pre-calibration for diesel analysis

Determination of cetane index und cetane number, as well as density, cold filter plugging point, flash point and sulfur in diesel fuel.




6.6072.306 Pre-calibration for gasoline analysis

Determination of octane number, LCI, benzene, aromatic compounds, olefins, oxygen and density in gasoline.



6.6072.307 Pre-calibration for kerosine analysis

Determination of cetane index, aromatic compounds, density, flash point, hydrogen, viscosity and other parameters in kerosine.



6.6072.312

Pre-calibration for isocyanate

Pre-calibration for determination of the NCO number in isocyanate using NIR spectroscopy.

