



# NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle SinglePoint

2.928.0110

Der NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle gehört zur nächsten Generation von Prozessanalysatoren für Echtzeitanalysen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Zerstörungsfreie, exakte Messungen von praktisch jeder Probenart (Pulver, Schlämme, Flüssigkeiten, ...) werden direkt in der Prozesslinie, der Mühle, dem Trockner oder dem Reaktionsgefäß durchgeführt. Dank der Microbundle-Glasfasern kann sich der Messpunkt bis zu 35 m vom XDS NIR Process Analyzer entfernt befinden.