



Titrierkopf 3xNS14/ 4x6.4mm (P&P)

6.01403.030

Titrierkopf mit 3 NS14 und 4x 6.4 mm Öffnungen für die Verwendung von 120 mL Bechern in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place mit 2 eingezogenen Dosierspitzen. Vorbereitet für die Bestückung mit Spül- und Absaugschläuchen.

Lieferumfang 6.01403.030

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 PCS	6.1236.020	Sleeve with SGJ 14/12 mm
		Sleeve with SGJ 14/12 mm and O-ring.



2 PCS

6.1446.000

SGJ stopper / B-14/(15)



2 PCS

6.1808.000

Connection bushing M6



2 PCS

6.2726.090

Antidiffusion valve

For antidiffusion buret tips 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140,
6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1829.050	Replacement tubings for retracted tubings in titration heads and robotic arms Three replacement tubings with tapering tip.	