




Titrierkopf 2xNS14 (P&P)

6.01403.040

Titrierkopf mit 2 NS14 Öffnungen für die Verwendung in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place und 3 eingezogenen Dosierspitzen. Vorbereitet für die Bestückung mit Spüldüsen. Ein Absaugschlauch ist bereits in den Titrierkopf eingezogen.

Lieferumfang 6.01403.040

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 PCS	6.1236.020	Sleeve with SGJ 14/12 mm
		Sleeve with SGJ 14/12 mm and O-ring.



1 PCS

6.1446.000

SGJ stopper / B-14/(15)



4 PCS

6.1808.000

Connection bushing M6



1 PCS

6.1808.230

Adapter M6 / M8 inner

Adapter with M6 and M8 inner threads



3 PCS

6.2726.090

Antidiffusion valve

For antidiffusion buret tips 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140,
6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1829.050	Replacement tubings for retracted tubings in titration heads and robotic arms Three replacement tubings with tapering tip.	