



Titriergefäßoberteil OMNIS für Titriergefäße 601406XXX für Polytron

6.01405.040

Titriergefäß-Oberteil für die volumetrische Karl-Fischer Titration mit einem OMNIS Titrator mit Polytron.

Lieferumfang 6.01405.040

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 PCS	6.1454.130	Form seal made of FPM for 61414xxx for KF and VA instruments



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.02709.020	Septum stopper	
	Plastic septum stopper, suitable for 6014050X0 titration vessel lids.	
6.02709.030	Screw nipple	
	Plastic screw nipple, suitable for 6014050X0 titration vessel lids.	
6.02709.040	Stopper	
	Stopper for titration vessel lids 6014050X0.	