



## Titrationsgefäß 20 – 90 mL

6.01406.220

Titriergefäß 20 – 90 mL mit Schraubverschluss für die Verwendung mit Titriergefäß-Oberteilen 6014050X0.

### Optionales Zubehör

| Order no.   | Beschreibung                          |
|-------------|---------------------------------------|
| 6.01405.000 | 5 x SGJ 14 titration vessel lid OMNIS |

Titration vessel lid with five SGJ 14 openings for 601406XX0 titration vessels with screw cap.



6.01405.010 OMNIS titration vessel lid for volumetric Karl Fischer titration

Titration vessel lid for volumetric Karl Fischer titration with an OMNIS titrator.



---

6.01405.040 OMNIS titration vessel lid for 601406XXX titration vessels for Polytron

Titration vessel lid for volumetric Karl Fischer titration with an OMNIS titrator with Polytron.

