



Flaschenaufsatz multi-use

6.01601.000

Wiederverwendbarer Flaschenaufsatz (Bottle Cap) mit 3S-Technologie für den Anschluss von Reagenzflaschen an einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module.

Lieferumfang 6.01601.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 PCS	6.02701.010	PTFE sealing ring for 601601000 (5 pcs)
		PTFE sealing ring for bottle cap, multi-use.



1 PCS

6.1819.020

Tube

For M6 threaded holes. For 6.1602.1XX bottle attachments

