



OMNIS Probenrack, 9 x 150 mL, (PP)

6.02041.050

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place passend für 9 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 150 mL Becherglas (hohe Form und ohne Ausguss).

Kunststoff: Polypropylen (PP)

Lieferumfang 6.02041.050

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 PCS	6.02042.000	Holder for rack label (3x)

The holder for rack labels permits durable labeling of the rack with an unambiguous name.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.01404.050	Beaker adapter for 150 mL sample beaker
	Beaker adapter for centering the 150 mL sample beaker in the slide of the Pick&Place modules.


