




KF Dis-Cover Deckel für OMNIS Probenbecher 120 mL, 16 Stück

6.02710.010

Deckel mit Dichtungen für die volumetrische Karl Fischer Titration in Probenbechern 6.01400.200, 6.01400.300 und 6.01400.303 im OMNIS Sample Robot Pick&Place System.

Lieferumfang 6.02710.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 PCS	6.05700.170	Consumable Kit seals for the 6.02710.010 KF Dis-Cover lid

Replacement seals for 6.02710.010 lid, 16 pieces



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01400.200	Sample beakers, plastic (PP), 120 mL, 20 pieces Sample beakers, plastic (polypropylene, PP), 120 mL, suitable for 602041030 OMNIS sample rack, 20 pieces.	
6.01400.300	Sample beakers, clear glass, 120 mL, 20 pieces Sample beakers, clear glass, 120 mL, suitable for 602041030 OMNIS sample rack, 20 pieces.	
6.01400.303	Sample beakers, amber glass, 120 mL, 20 pieces Sample beakers, amber glass, 120 mL, suitable for 602041030 OMNIS sample rack, 20 pieces	