



Consumable Kit OMNIS Pumpenmodul (2-Kanal)

6.05700.010

Je zwei Pumpschläuche und zugehörige Anpressklammern für den Ersatz im OMNIS Pumpenmodul. Mit einem Consumable Kit können zwei Peristaltikpumpen des Pumpenmodul neu bestückt werden.

Lieferumfang 6.05700.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 PCS	6.01801.020	Pharm-A-line pump tubing to the peristaltic pump module

The pump tubing comes pre-equipped with adapters that permit direct installation in the peristaltic pump of the pump module. The Pharm-A-line pump tubing is used for the transport of both aqueous and nonaqueous solutions and must be operated in connection with the white press clamp in the pump module.



2 PCS

6.02703.000

Press clamp, white, for "Peristaltic" pump module

The press clamp is used to fix and secure the pump tubing in the "Peristaltic" pump module.

