



Leitfähigkeitsmesszelle $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ with Pt1000 (Fixkabel)

6.0918.040

Leitfähigkeitsmesszelle aus Edelstahl mit Zellkonstante $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ (Richtwert), mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und mit Fixkabel zur Anbindung an die 912/914 Meter.

Dieser Sensor eignet sich für Messungen von tiefen Leitfähigkeiten (0 bis $300 \mu\text{S}/\text{cm}$) wie z.B. in deion. Wasser.

Lieferumfang 6.0918.040

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 PCS	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm
		Sleeve with SGJ 14/12 mm, polyethylene.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.1420.100 Flow-through measuring vessel
For 12 mm dia. electrodes (pH, metal, conductivity)



6.2324.010 Conductivity standard 100 μ S/cm 250 mL
Conductivity standard for calibration of conductivity measuring cells with cell constant = 0.1/cm.



6.2324.110 Conductivity standard 100 μ S/cm, 5 x 30 mL
Conductivity standard for calibration of conductivity measuring cells with cell constant = 0.1/cm.

