



Hamilton PRP-X100 - 250/4.0

6.1005.010

Die Hamilton PRP-X100 - 250/4.0 IC-Anionensäule ist eine robuste Trennsäule auf Polystyrol /Divinylbenzol-Copolymerbasis. Sie kommt vor allem bei schwierigen Matrices, z.B. Farbstoffen, zum Einsatz.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02821.000	Holder for the PRP-X100 Guard cartridge
	Holder for the Hamilton PRP-X 100 Guard cartridge for connection to the analytical separation column.



6.1005.020

PRP-X100 guard column cartridge/4.0

For protecting Hamilton PRP-X100 columns. The cartridge efficiently removes contamination in the form of particles due, for example, to the growth of bacteria or algae.

