



Metrosep A Supp 3 - 250/4.6

6.1005.320

Die Metrosep A Supp 3 - 250/4.6 löst Trennprobleme in wässrigen und organischen Medien. Sie kann mit einer Vielzahl von Eluenten – auch mit hohen Anteilen organischer Lösungsmittel – sicher betrieben werden. Mit der Metrosep A Supp 3 - 250/4.6 lassen sich Proben im Routinebetrieb analysieren, die eine grosse analytische Herausforderung darstellen, wie beispielsweise die Vermessung biologischer Proben oder die Bestimmung anorganischer Anionen in organischen Matrices. Mit Hilfe eines Natriumhydroxidgradienten lassen sich auf der Metrosep A Supp 3 - 250/4.6 Polyphosphate sicher trennen. Isokratisch betrieben eignet sich die Säule auch für die Trennung von Sulfit, Sulfat und Thiosulfat unter 20 Minuten.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.1011.030

Metrosep RP 2 Guard/3.5

The Metrosep RP 2 Guard/3.5 is a guard column for universal use. It reliably protects the analytical separation column against contaminations. It reliably protects the analytical separation column against contamination, removing the smallest particles, traces of iron oxide and bacteria. The Metrosep RP 2 Guard/3.5 helps to reduce costs; its filter disk can be replaced very easily.



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0

The Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 is a guard column for universal use. It reliably protects the analytical separation column against contamination, securely removing lipophilic organic contamination, the smallest particles, traces of iron oxide and bacteria. The guard column is based on a polymer material and thanks to its larger pack volume, has a significantly higher capacity than the Metrosep RP 2 Guard/3.5. It can be used throughout the entire pH range.



6.1011.130

Spare filter for RP 2 Guard/3.5, 10 pieces

