



Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0

6.1006.610

Die Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0 schützt die 2-mm-Varianten der IC-Anionensäulen Metrosep A Supp 5 und 7 zuverlässig vor Verunreinigungen aus Probe oder Eluent.

Sie enthält dasselbe Trennmaterial wie die Metrosep A Supp 5, ist wie diese aus PEEK gefertigt und wird direkt mittels Kapillarverbindung mit der jeweiligen Trennsäule verbunden. Die Guardsäule verlängert die Lebensdauer der analytischen Säule, praktisch ohne deren chromatographische Trennleistung zu beeinflussen. Der günstige Preis und die einfache Handhabung machen die Verwendung der A Supp 5 S-Guard/2.0 sehr empfehlenswert.

Lieferumfang 6.1006.610

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.

