



Metrosep BP 1 Guard/2.0

6.1015.100

Die Metrosep BP 1 Guard/2.0 wird zur Generierung von einem genügend hohen Arbeitsdruck im Flusspfad von Nachsäulenreagentien verwendet. Sie wird in Kombination mit einer Hochdruckpumpe zur Förderung des Nachsäulenreagenz im Professional Reactor benutzt.

Lieferumfang 6.1015.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.

