



# Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4.0

6.1015.200

Trap-Säule zur Entfernung von Borat-Verunreinigungen aus dem Eluenten. Die Metrosep  $\text{BO}_3$  Trap 1 - 100/4.0 wird hauptsächlich in der Kohlenhydratanalyse mit Hydroxideluenten eingesetzt.

Lieferumfang 6.1015.200

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.

