



Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0

6.1090.510

Die Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 entfernt wirkungsvoll Verunreinigungen und schützt so die analytische Trennsäule. Das Design der Guardsäule ist so gewählt, dass ihr Einfluss auf die chromatographische Trennung zu vernachlässigen ist.

Lieferumfang 6.1090.510

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.

