



Pt1000-Temperaturfühler (Einbaulänge 12.5 cm)

6.1110.100

Pt1000-Temperaturfühler (Klasse B) aus Glas.

Dieser Pt1000-Temperaturfühler ist unter der Artikelnummer 6.1110.110 auch in einer Einbaulänge von 17.8 cm erhältlich.

Lieferumfang 6.1110.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 PCS	6.1236.020	Sleeve with SGJ 14/12 mm
		Sleeve with SGJ 14/12 mm and O-ring.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2104.140	Electrode cable / 1 m / 2 x 2 mm For connecting temperature sensors with Metrohm plug-in head G with 780, 781, 826, 827 pH/Ion meters and all Titrandos	
6.2104.150	Electrode cable 2 m, 2 x 2 mm For connecting temperature sensors with Metrohm plug-in head G with 780, 781, 826, 827 pH/Ion meters and all Titrandos	