



Vial PP, 2.5 mL, 200 Stück

6.2743.047

2.5 mL. 200 Stück. Für IC Sample Processors.

Die IC Probengefäße sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefäße werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.

Lieferumfang 6.2743.047

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2.5 mL. 2000 pieces. For IC Sample Processors.

The IC sample vessels are made of polypropylene (PP) plastic for health-care applications. Production and packaging both take place under sterile and clean-room conditions (Clean Room Class 7, in accordance with DIN ISO 14644). This guarantees minimal degrees of contamination. The sample vessels are subjected to random checks for leachable anions and cations.

