




Probengefäß 11 mL

6.2743.057

200 Stück. Für IC Sample Processors und VA Autosampler.

Die IC Probengefäße sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefäße werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2743.070	Stopper with perforation 2000 pieces. For IC Sample Processors	

6.2743.077

Stopper with perforation

200 pieces. For IC Sample Processors