



NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle SinglePoint

A629280110C

Der NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle gehört zur nächsten Generation von Prozessanalysatoren für Echtzeitanalysen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Zerstörungsfreie, exakte Messungen von praktisch jedem Probenotyp (Pulver, Schlämme, Flüssigkeiten, ...) werden direkt in der Prozesslinie, der Mühle, dem Trockner oder dem Reaktionsgefäß durchgeführt. Dank der MicroBundle-Glasfasern kann sich der Messpunkt bis zu 35 m vom XDS NIR Process Analyzer entfernt befinden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

A649281190 NIRS XDS Process Contact Lamp 50W, 12 Volt- White lead

Replacement lamp with contact for NIRS Process instruments. 50W, 12 Volt- White lead.

