




# NIRS Analyzer PRO – DirectLight/NonContact

A629281130


Der NIRS Analyzer Pro ist das Prozessspektrometer mit hochauflösender Diodenarray-Technologie für besonders kurze Messzeiten im Millisekundenbereich. Damit können berührungslose Analysen von Feststoffen wie Granulaten und Pulvern durchgeführt werden. Dieses System wird beispielsweise über ein Förderband montiert, um die vorbeilaufenden Produkte zu analysieren. Mit Hilfe dieser Konfiguration sind Analysen sich schnell bewogender, unebener Oberflächen problemlos möglich.

## Lieferumfang A629281130

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 PCS	6.7440.480	NIRS Process, I/O Communication box
		I/O Communication box for process instruments with 24 analog and 24 digital channels



# Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
A660044277	NIRS Analyzer PRO Lamp 12V/20W	
	Replacement lamp for the NIRS Analyzer Pro (12V/20W)	

---