



Electrodo de anillo de Pt doble para volumetría

6.00346.100

Electrodo indicador para la titulación Karl Fischer, más robusto y fácil de limpiar que el electrodo de varilla de platino convencional (6.0338.100) debido a los dos anillos de platino fundido.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.02104.040	Electrode cable plug-in head G (pol.) / plug P, 0.55 m

Cable for connecting an analog polarizable electrode (plug-in head G) to an analog measuring module from OMNIS.



6.02104.050 Electrode cable plug-in head G (pol.) / plug P, 1.5 m

Cable for connecting an analog polarizable electrode (plug-in head G) to an analog measuring module from OMNIS.



6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F

For connecting electrodes with Metrohm plug-in head G to Metrohm instruments (socket F).

