



Metrosep A Supp 19 - 250/4,0

6.01034.430

Excelentes propiedades de separación y alta capacidad: estas son las cualidades que distinguen claramente a la familia de productos Metrosep A Supp 19 de las demás integrantes de la cartera de columnas. Destaca por tener las mejores simetrías de picos y su gran selectividad, así como por su elevada estabilidad térmica, mecánica y química, lo que le confiere extrema robustez y resistencia ante presiones y flujos más altos.

Con la versión de mayor longitud, 250 mm, la cartera de la familia de productos Metrosep A Supp 19 se completa con una columna de separación de alto rendimiento. El empacado sumamente robusto asegura la larga vida útil de la columna de separación. Por su eficacia de separación sin igual, resulta idónea incluso para los más complejos desafíos de aplicación. Así esta columna de separación de aniones puede emplearse mucho más allá de las aplicaciones estándar.

Gracias a la altísima capacidad de esta columna de separación, combinada con el extraordinario número de platos, con la Metrosep A Supp 19 - 250/4,0 se pueden resolver fácilmente incluso las matrices de muestras más exigentes.

La columna de separación también puede emplearse con éxito en aplicaciones de gradiente para optimizar aún más la separación, por ejemplo: en la determinación de ácidos orgánicos de bajo peso molecular.

Partes/accesorios 6.01034.430

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.

