



# Electrodo de doble hilo de platino para cambiadores de muestras (cable fijo)

6.0340.000

Electrodo indicador (diámetro = 5,3 mm, cable fijo de 2 m) que se utiliza para la titulación Karl Fischer volumétrica automatizada.

## Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.02109.010	OMNIS adapter cable (Pol.) for 6.0340.000
	Adapter cable socket F on plug P for the 6.0340.000 polarizable KF electrode, connectable to the analog measuring module from OMNIS.