



Metrosep C Supp 1 - 100/4,0

6.1052.410

La versión corta de la Metrosep C Supp 1 se emplea para la determinación rápida de cationes en la gama de µg/L con detección de conductividad tras supresión secuencial.

Mediante la supresión, se mejora el ruido de la línea de base en el análisis de cationes. Esto permite obtener límites de detección más bajos para los cationes que se deben determinar.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4.0
	<p>The Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 contains the C-Supp-1 column material and is used to protect Metrosep C-Supp-1 cation columns. Particles and contamination are reliably retained, considerably prolonging the service life of the analytical separation column. The Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 also works based on the "On Column Guard System" and is screwed directly onto the separation column with virtually no dead volume.</p>

