



# NIRS Analyzer PRO – DirectLight/NonContact


A629281130

NIRS Analyzer Pro es un sistema de análisis de procesos de punto único basado en la tecnología de red de diodos de alta resolución. Proporciona análisis no destructivos de sólidos tales como gránulos y polvos. El sistema normalmente está montado encima de una cinta transportadora para analizar los productos que pasan por la cinta. Las superficies irregulares que se mueven con rapidez se pueden analizar de forma sencilla con esta configuración.

## Partes/accesorios A629281130

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.7440.480	NIRS Process, I/O Communication box

I/O Communication box for process instruments with 24 analog and 24 digital channels



# Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
A660044277	NIRS Analyzer PRO Lamp 12V/20W	
	Replacement lamp for the NIRS Analyzer Pro (12V/20W)	