



Double électrode annulaire Pt pour la volumétrie

6.00346.100

Électrode indicatrice utilisée pour le titrage Karl Fischer, laquelle est plus robuste et plus facile à nettoyer que l'électrode à tige classique en platine (6.0338.100) grâce à ses deux anneaux en platine scellés.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02104.040	Electrode cable plug-in head G (pol.) / plug P, 0.55 m Cable for connecting an analog polarizable electrode (plug-in head G) to an analog measuring module from OMNIS.



6.02104.050 Electrode cable plug-in head G (pol.) / plug P, 1.5 m

Cable for connecting an analog polarizable electrode (plug-in head G) to an analog measuring module from OMNIS.



6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F

For connecting electrodes with Metrohm plug-in head G to Metrohm instruments (socket F).

