



# Metrosep A Supp 18 Guard/4,0

6.01033.500

La Metrosep A Supp 18 Guard/4,0 protège la colonne analytique de séparation Metrosep A Supp 18 de manière efficace contre les contaminations issues de l'échantillon ou de l'éluant. Cette précolonne contient le même matériau de séparation que les colonnes de séparation Metrosep A Supp 18, est comme elles fabriquée en PEEK et directement vissée sur la colonne de séparation correspondante, pratiquement sans volume mort, selon le système « On Column Guard ». La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne analytique sans altérer sa performance de séparation chromatographique.

## Contenu de la livraison 6.01033.500

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.

