



MetroSil RP 3 - 150/4,0

6.01070.420

La MetroSil RP 3 - 150/4,0 est une colonne à phase inversée (Reversed Phase) utilisable de manière universelle et de capacité moyenne, qui s'utilise avec des éluants aqueux aussi bien que des échantillons aqueux. Cette propriété joue surtout un rôle important dans les applications en chromatographie ionique. La MetroSil RP 3 - 150/4,0 permet de résoudre des problèmes d'application qui se situent à la limite entre la CLHP et la chromatographie ionique. Le matériau de la MetroSil RP 3 est un gel de silice C18 « end-capped » dont le diamètre des pores est de 120 ångströms.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01070.500	MetroSil RP 3 Guard/4.0

The MetroSil RP 3 Guard/4.0 is used to protect the MetroSil RP 3 - 150/4.0 against contaminations from particles and bacteria.

