



Douille de rodage d'agitateur à hélice pour 6.01403.050

6.01201.000

Douille de rodage d'agitateur à hélice pour l'utilisation d'un agitateur à hélice au lieu d'un homogénéiseur dans la tête de titrage 6.01403.050

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01403.050	Titration head for KFT with reinforced tips (P&P) Titration head for Karl Fischer titration in Pick&Place modules of the OMNIS Sample Robot Pick&Place. In addition to 2 reinforced antidiffusion tips, the titration head offers an opening for using an homogenizer (Polytron 1300D) or rod stirrer.



6.01900.030

Stirring propeller 20 mm ETFE

Stirring propeller, 20 mm, with adjustable height for use with Rod Stirrer
"Titrator" or Rod Stirrer "Sample Robot"

