



Tête de mesure (scTRACE Gold) pour le banc de mesure du 946 Portable VA Analyzer

6.01256.010

Tête de mesure avec agitateur intégré pour les mesures avec la scTRACE Gold.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------


6.01204.000	Stirrer tip
-------------	-------------

Stirrer tip for 946 Portable VA Analyzer.



6.01408.000 O-ring 46 x 2.5 mm

For the 946 Portable VA Analyzer measuring stand. Set of 2 pieces.



6.02621.000 4 mm wrench



6.1258.000 scTRACE Gold (set with 4 pieces)

Gold micro-wire electrode on thick film basis for the determination of arsenic in waters. The scTRACE Gold is a combined voltammetric sensor for voltammetry. Gold micro-wire working electrode, Ag/AgCl reference electrode and carbon auxiliary electrode are located on a sensor. Simple in its handling and practically maintenance-free, the scTRACE Gold can for example be used to determine arsenic in water in the trace range. Together with the 6.1241.080 electrode shaft, it can be used with any Metrohm voltammetry measuring stand.

