



Tête de titrage 3xNS14 / 4x6,4 mm (P&P)

6.01403.030

Tête de titrage avec 3 orifices NS14 et 4 orifices de 6,4 mm pour utiliser des béchers de 120 mL dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place avec 2 pointes de dosage rétractées. Préparée pour être équipée de tuyaux de rinçage et d'aspiration.

Contenu de la livraison 6.01403.030

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.1236.020	Sleeve with SGJ 14/12 mm
		Sleeve with SGJ 14/12 mm and O-ring.



2 PCS

6.1446.000

SGJ stopper / B-14/(15)



2 PCS

6.1808.000

Connection bushing M6



2 PCS

6.2726.090

Antidiffusion valve

For antidiffusion buret tips 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140,
6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1829.050	Replacement tubings for retracted tubings in titration heads and robotic arms Three replacement tubings with tapering tip.	