



Rack d'échantillons OMNIS, 9 x 150 mL, (PP)

6.02041.050

Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 9 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : godets de 150 mL (de forme haute et sans bec verseur).

Plastique : polypropylène (PP)

Contenu de la livraison 6.02041.050

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.02042.000	Holder for rack label (3x)

The holder for rack labels permits durable labeling of the rack with an unambiguous name.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01404.050	Beaker adapter for 150 mL sample beaker Beaker adapter for centering the 150 mL sample beaker in the slide of the Pick&Place modules.


