



Électrode à double fil de platine pour la coulométrie

6.0341.100

Électrode indicatrice utilisée pour le titrage coulométrique Karl Fischer.

Contenu de la livraison 6.0341.100

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2008.040	Storage vessel

Together with 6.2008.050 storage vessel holder, it provides a support for the electrode on 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F For connecting electrodes with Metrohm plug-in head G to Metrohm instruments (socket F).	