



Hamilton PRP-X100 - 250/4,0

6.1005.010

La colonne CI pour anions Hamilton PRP-X100 - 250/4,0 est une colonne de séparation robuste basée sur le copolymère polystyrène/divinylbenzène. Elle est surtout utilisée pour les matrices difficiles, comme les colorants.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02821.000	Holder for the PRP-X100 Guard cartridge

Holder for the Hamilton PRP-X 100 Guard cartridge for connection to the analytical separation column.



6.1005.020

PRP-X100 guard column cartridge/4.0

For protecting Hamilton PRP-X100 columns. The cartridge efficiently removes contamination in the form of particles due, for example, to the growth of bacteria or algae.

