



Metrosep A Supp 5 - 150/4,0

6.1006.520

Le modèle 150 mm de la Metrosep A Supp 5 se distingue par de très bonnes propriétés de séparation. Un nombre élevé de plateaux et d'excellentes symétries de crêtes facilitent les travaux dans la gamme inférieure des $\mu\text{g/L}$. La dimension des particules de 5 μm participe de manière décisive aux performances de séparation de cette colonne. La colonne Metrosep A Supp 5 - 150 /4,0 propose l'association optimale sélectivité-capacité à l'aide desquelles même des tâches complexes de séparation peuvent être résolues en peu de temps. Cette propriété fait de la Metrosep A Supp 5 - 150/4,0 l'une des meilleures colonnes standard d'utilisation universelle de la chromatographie ionique.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

The Metrosep A Supp 5 Guard/4.0 reliably protects the Metrosep A Supp 5 and 7 IC anion columns against contamination from the sample or the eluent.

It contains the same separation material as the Metrosep A Supp 5, is also made of PEEK, and is screwed directly onto the respective separation column with virtually no dead volume ("On Column Guard System"). The guard column prolongs the service life of the analytical column, with practically no influence on its chromatographic separating efficiency. The economical price and simple handling make using the A Supp 5 Guard/4.0 highly recommended.



The Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0 reliably protects the Metrosep A Supp 5 and 7 IC anion columns against contaminations from the sample or eluent.

