



Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4,0

6.1015.200

Colonne Trap pour l'élimination de contaminations de borate dans les éluants. La Metrosep BO_3 Trap 1 - 100/4,0 est principalement utilisée pour l'analyse des glucides avec des éluants d'hydroxyde.

Contenu de la livraison 6.1015.200

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.

