



Metrosep A Supp 10 - 100/4,0

6.1020.010

La colonne de séparation Metrosep A Supp 10 - 100/4,0 est basée sur un copolymère haute capacité de polystyrène-divinylbenzène dont la dimension des particules est de seulement 4,6 µm. Cette colonne se caractérise par son nombre élevé de plateaux et sa grande sélectivité. Il est ainsi possible de séparer de manière sûre les sulfites et les sulfates sans ajouter de modificateurs organiques aux éluants. Ces propriétés sont complétées par une grande flexibilité en ce qui concerne la température de la colonne, le débit et la composition de l'éluant.

Sa construction robuste, son excellent rapport performance-prix et sa très bonne performance de séparation, tout en présentant des temps de chromatographie modérés, font de la Metrosep A Supp 10 - 100/4,0 une colonne de séparation pour anions d'utilisation universelle.

Contenu de la livraison 6.1020.010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0	
	The Metrosep A Supp 10 Guard/4.0 reliably protects the Metrosep A Supp 10 analytical separation columns against contamination. Thanks to the "On Column Guard System", the guard column is very easy to handle. The guard column screws easily and directly onto the analytical column. No tools are required.	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0	
	The Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0 reliably protects the Metrosep A Supp 10 analytical separation columns against contamination. The guard column is simply connected to the separation column using capillary connections. No tools are required.	
6.1020.520	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0	
	The Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 is the high-capacity version of the Metrosep A Supp 10 Guard/4.0.	