



Metrosep A Supp 10 - 250/4,0

6.1020.030

La colonne de séparation Metrosep A Supp 10 - 250/4,0 est basée sur un copolymère haute capacité de polystyrène-divinylbenzène dont la dimension des particules est de seulement 4,6 μm . Cette colonne, la plus longue de la famille A Supp 10, offre la sélectivité et la flexibilité les plus grandes. L'utilisation du module MSM-HC est spécialement recommandée lorsque les durées de chromatogrammes sont longues. Sur cette colonne également, la possibilité de modifier la température, le débit et la composition de l'éluant permet les séparations d'anions les plus diverses.

La colonne Metrosep A Supp 10 - 250/4,0 possède une très grande capacité. Elle convient aux échantillons à force ionique élevée, aux tâches de séparation complexes et aux analyses d'échantillons dont les divers composants présentent des concentrations très différentes.

Contenu de la livraison 6.1020.030

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0	
	The Metrosep A Supp 10 Guard/4.0 reliably protects the Metrosep A Supp 10 analytical separation columns against contamination. Thanks to the "On Column Guard System", the guard column is very easy to handle. The guard column screws easily and directly onto the analytical column. No tools are required.	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0	
	The Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0 reliably protects the Metrosep A Supp 10 analytical separation columns against contamination. The guard column is simply connected to the separation column using capillary connections. No tools are required.	
6.1020.520	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0	
	The Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 is the high-capacity version of the Metrosep A Supp 10 Guard/4.0.	