



Metrosep A Supp 10 Guard/4,0

6.1020.500

La Metrosep A Supp 10 Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 10 contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La précolonne se simplement visse directement sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.

Contenu de la livraison 6.1020.500

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.

