



# Metrosep A Supp 16 Guard/2,0

6.1031.600

La Metrosep A Supp 16 Guard/2,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 de diamètre intérieur de 2 mm contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement vissée sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.

## Contenu de la livraison 6.1031.600

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2744.060	Threaded stopper
		For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.

