



Metrosep C Supp 1 - 100/4,0

6.1052.410

La version courte de la Metrosep C Supp 1 est utilisée pour déterminer rapidement les cations dans la gamme des µg/L avec la détection de conductivité après suppression séquentielle. La suppression améliore le bruit des lignes de base lors des analyses des cations. Des limites de sensibilité plus basses pour les cations à déterminer sont ainsi obtenues.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4.0
	The Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 contains the C-Supp-1 column material and is used to protect Metrosep C-Supp-1 cation columns. Particles and contamination are reliably retained, considerably prolonging the service life of the analytical separation column. The Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 also works based on the "On Column Guard System" and is screwed directly onto the separation column with virtually no dead volume.

