



Capteur de température Pt1000 (longueur d'insertion 12,5 cm)

6.1110.100

Capteur de température Pt1000 (classe B) en verre.


Ce capteur de température Pt1000 est également disponible avec une longueur d'insertion de 17,8 cm sous la référence article 6.1110.110.

Contenu de la livraison 6.1110.100

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1236.020	Sleeve with SGJ 14/12 mm
		Sleeve with SGJ 14/12 mm and O-ring.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2104.140	Electrode cable / 1 m / 2 x 2 mm For connecting temperature sensors with Metrohm plug-in head G with 780, 781, 826, 827 pH/Ion meters and all Titrandos	
6.2104.150	Electrode cable 2 m, 2 x 2 mm For connecting temperature sensors with Metrohm plug-in head G with 780, 781, 826, 827 pH/Ion meters and all Titrandos	