



807 Dosing Unit 50 mL sans accessoires

6.1580.250

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

Contenu de la livraison 6.1580.250

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2803.010	Grease (2 g)
		Special quality (without silicone). For grease-free ground joint connections see 6.2713.XXX

