



Adaptateur de flacon pour éluants et réactifs GL 45

6.1602.160

Pour flacons à éluant, à réactif et de rinçage avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.

Contenu de la livraison 6.1602.160

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1446.040	Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.080

Threaded stopper / M8



1 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green

For direct dosing from reagent bottles with GL 45 thread.

