




Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 75 mL

6.01404.040

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 75 mL sulla slitta del modulo Pick&Place

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01402.000	Sample beakers, clear glass, 75 mL, 30 pieces
	Sample beakers, clear glass, 75 mL, suitable for 602041040 OMNIS sample rack, 30 pieces



6.01402.003 Sample beakers, amber glass, 75 mL, 30 pieces

Sample beakers, amber glass, 75 mL, suitable for 602041040 OMNIS
sample rack, 30 pieces

