



# Elettrodo a doppio filo di platino per coulometria

6.0341.100

Elettrodo indicatore utilizzato per la titolazione Karl Fischer coulometrica.


Parti incluse 6.0341.100

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2008.040	Storage vessel

Together with 6.2008.050 storage vessel holder. it provides a support for the electrode on 807 Dosing Units.



# Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F  For connecting electrodes with Metrohm plug-in head G to Metrohm instruments (socket F).	

---