



## Equipaggiamento di pipettaggio OMNIS

6.05002.010

Set di accessori completo per la conversione di un OMNIS Sample Robot Pick&Place in una variante con possibilità di pipettaggio. Il set può essere montato su tutte le versioni dell'OMNIS Sample Robot (S,M e L).

### Parti incluse 6.05002.010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1562.090	Pipetting tubing / 10 mL
		Pipetting tubing for 6.1562.120 and 6.05002.010.

