



Metrosep A Supp 10 - 250/4,0

6.1020.030

La colonna di separazione Metrosep A Supp 10 - 250/4,0 è basata su un copolimero di polistirene /divinilbenzene ad alta capacità con una grandezza delle particelle di soli 4,6 µm. La più lunga colonna della famiglia A-Supp-10 offre la massima selettività e flessibilità. Soprattutto nei casi di maggiore durata del cromatogramma è consigliabile l'impiego dell'MSM-HC. Anche in questa colonna di separazione, le modifiche di temperatura, portata e composizione dell'eluente consentono le più svariate separazioni di anioni.

La Metrosep A Supp 10 - 250/4,0 ha una capacità estremamente elevata. È ideale per campioni con elevata forza ionica, per separazioni complesse e per analisi di campioni i cui componenti sono presenti a concentrazioni molto diverse tra loro.

Parti incluse 6.1020.030

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

2 PCS




6.2744.060

Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0	
	<p>The Metrosep A Supp 10 Guard/4.0 reliably protects the Metrosep A Supp 10 analytical separation columns against contamination. Thanks to the "On Column Guard System", the guard column is very easy to handle. The guard column screws easily and directly onto the analytical column. No tools are required.</p>	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0	
	<p>The Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0 reliably protects the Metrosep A Supp 10 analytical separation columns against contamination. The guard column is simply connected to the separation column using capillary connections. No tools are required.</p>	
6.1020.520	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0	
	<p>The Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 is the high-capacity version of the Metrosep A Supp 10 Guard/4.0.</p>	